

REGIO KRONE

DIE SPARKRONE FÜR DEN PREISKRITISCHEN PATIENTEN



SCHARFE PREISE FÜR DIE
ZÄHNE –
ALTERNATIVE ZUM AUSLANDS-
ZAHNERSATZ

BIS ZU **30%** UNTER BEL

*Premium Zahnersatz
- Made in Germany!*

BUKOWSKI
DENTALTECHNIK
LEIMEN



Made in
GERMANY


Sind sie ein Patient, dem der Preis wichtiger ist als die Ästhetik? Patient, der die Zuzahlungskosten gering halten will?

Die Marktentwicklungen sprechen für sich. Einerseits wird die Nachfrage nach hochästhetischen und komfortablen Restaurationen, einschließlich Implantaten, steigen. Der Preis spielt für diese Patienten eher eine untergeordnete Rolle.

Andererseits steigt aber auch die Nachfrage nach einfachen Lösungen. Hier ist ein günstiger Preis wichtiger als die hochwertige Ästhetik. Diese Patienten fragen verstärkt nach Zahnersatz aus dem Ausland.

Für diese Zielgruppe bieten wir eine preisgünstige Alternative. Die **Regio Krone**, hergestellt mit modernsten Herstellungsverfahren in unserem Meisterlabor in Leimen. Mit Materialien namhafter Hersteller bis zu 35% unter BEL, natürlich mit einer 2 jährigen Gewährleistung nach deutschem Recht.

DIE ALTERNATIVE ZUM AUSLANDSZAHNERSATZ



Die preisgünstige „Regio Krone“... ... aus dem deutschen Meisterlabor

Es handelt sich dabei um ein von Bukowski Dentaltechnik GmbH in Leimen konstruiertes CAD/CAM Kronen- bzw. Brückengerüst aus einer edelmetallfreien Chrom-Kobalt-Legierung. Dieses Gerüst wird von uns zum Verblenden vorbereitet und mit einer Verblendkeramik im Einschichtverfahren in den gängigen VITA-Zahnfarben verblendet und anschließend bemalt.

Durch das rationelle Herstellungsverfahren des Gerüsts und der Keramikverblendung, sind wir in der Lage, Ihnen die „**Regio Krone**“ mit einem Preisvorteil von bis zu 30% unter BEL anbieten zu können.

Wir bieten vollverblendete Kronen und Brücken bis zu 16 Glieder in den Zahnfarben VITA A2, A3, A3,5, B2, B3. Farbabweichungen zu den natürlichen Zähnen können möglich sein.

Lieferbar in 10 Arbeitstagen, ab sofort möglich.

Detaillierte Kostenaufstellung senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.



PREISBEISPIELE

Preisbewusste „Regio-Krone“ vollverblendet

Inkl. Arbeitsvorbereitung u. MwSt. 175 €
(Preis BEL mit **Teil**verblendung inkl. MwSt251 €)

Preisbewusste „Regio-Brücke“ vollverblendet

3-gliedrig inkl. Arbeitsvorbereitung u. MwSt. 397 €
(Preis BEL mit **Teil**verblendung inkl. MwSt 596 €)

Stand: 1.4.2016

- Einsparungen bis 30% realistisch
- Deutlicher Vermerk auf den Auftrag „**Regio Krone**“

BUKOWSKI

DENTALTECHNIK
LEIMEN



BUKOWSKI DENTALTECHNIK GMBH
DANZIGERSTR. 5
69181 LEIMEN
TEL: 06224/77395
FAX: 06224/146624
WWW.BKDENTALTECHNIK.DE